

Дата



Локус:

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

ОЦЕНКА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧЕК

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

1. Креатинин сыворотки крови.
2. Цистатин С сыворотки крови.

* — кровь сдают из вены утром натощак по общим правилам.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ?

Исследование на все перечисленные показатели выполняют в офисах сети лабораторий «Гемотест», «Инвитро», «КДЛ», «Ситилаб», «Хеликс» по всей территории России. Также его можно выполнить в любом другом удобном для вас месте при доступности этого вида лабораторной диагностики.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

После получения результатов исследования можно рассчитать фильтрационную способность почек с помощью *калькулятора по ссылке* или *QR-коду*.

https://medoz.ru/doc/telegam/calculator/ckd_epi_2021.php



Для постановки окончательного диагноза, определения дальнейшей тактики обследования и лечения с результатом анализа важно обратиться к вашему лечащему врачу.